

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Casr Para Citometría De Flujo - P41180

Número de artículo: CM0005698



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CaSR humano (receptor sensor de calcio extracelular), validado para citometría de flujo. Adecuado para la investigación de la homeostasis del calcio y la señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano CaSR
Observaciones/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	846
GeneID	846
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 211-310 del CaSR humano (NP_000379.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41180
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo