

Conejo Anti-Humano Ccd3 Mab Para Citrofluorometría (Intracelular) - P07766

Número de artículo: CM0010383



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD3E (épsilon de CD3) humano para citometría de flujo intracelular. Detecta una proteína de membrana de células T de 23kDa crítica en la señalización del TCR y la inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano cCD3 mAb
Observaciones/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Especie	Humano
GeneID	916
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del CD3E humano (NP_000724.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo