


Mab De Conejo Anti-Cd100/Sema4D Humano - Q92854

Número de artículo: CM0005994



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD100/SEMA4D humano. Adecuado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Útil para investigación en señalización por semaforinas, agregación de células inmunitarias y migración neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD100/SEMA4D humano
Observaciones/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; semaphorin-4D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10507
GeneID	10507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-734 de la Semaphorina-4D/CD100 humana (NP_006369.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso de la proteína	82kDa/96kDa
Envío	Bolsa de hielo