


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd100/Sema4D Para If/Icc, Fc - Q92854

Número de artículo: CM0004358



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD100/SEMA4D humano, validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Adecuado para el estudio de la señalización del receptor semaforina-4D, el desarrollo de neuritas y la agregación de células inmunes. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD100/SEMA4D
Observaciones/Alias	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10507
ID de gen	10507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-734 de la Semaphorin-4D/CD100 humana (NP_006369.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso proteico	82kDa/96kDa
Envío	Bolsa de hielo