

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd101/Igsf2 Para If/Icc Y Fc - Q93033

Número de artículo: CM0004441

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige al CD101/IGSF2 humano (V7, EWI-101), un inhibidor de la proliferación de células T. Adecuado para IF/ICC y citometría de flujo en estudios inmunológicos y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD101/IGSF2
Observaciones/Alias	V7, IGSF2, EWI-101
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-410 del CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo