

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd101/Igsf2 Para If/Icc, Fc - Q93033

Número de artículo: CM0011952

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad marcado con dirigido contra el CD101 humano (IGSF2, V7) para aplicaciones de inmunofluorescencia y citometría de flujo. Adecuado para la investigación de la inhibición de la proliferación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mAb conejo anti-humano CD101/IGSF2
Observaciones/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9398
GeneID	9398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-410 del CD101/IGSF2 humano (NP_004249.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q93033
Peso Molecular de la Proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo