

Abflo 594 Anticita De Conejo Anti-Cd104/Integrina Beta-4 Humana Monoclonal Para If/Icc,Fc - P16144

Número de artículo: CM0012631



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 594 de alta calidad contra CD104/Integrina $\beta 4$ humana (ITGB4), validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Detecta una proteína de 202kDa, reactiva cruzada con humano, ideal para la investigación de células epiteliales y hemidesmosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-CD104/Integrina $\beta 4$ humana mAb
Observaciones/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3691
GeneID	3691
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 611-710AA de CD104/Integrina $\beta 4$ humana (NP_000204.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC,FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16144
Peso proteico	202kDa
Envío	Bolsa de hielo