

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd104/Integrina B4 Humana Para If/Icc, Fc - P16144

Número de artículo: CM0010117



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la Integrina $\beta 4$ humana (CD104, GP150). Validado para aplicaciones de IF/ICC y FC. Actúa como receptor de laminina y componente de los hemidesmosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD104/Integrina $\beta 4$ humana
Observaciones/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Especie	Humana
GeneID (humano)	3691
GeneID	3691
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 611-710AA de la CD104/Integrina $\beta 4$ humana (NP_000204.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P16144
Peso de la proteína	202 kDa
Envío	Bolsa de hielo