

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd104/Integrina B4 Para If/Icc, Fc - P16144

Número de artículo: CM0004033



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con se dirige al CD104/Integrina $\beta 4$ humano (SWISS: P16144), validado para aplicaciones IF/ICC y FC. Reconoce el dominio extracelular (aa 611-710) de ITGB4, adecuado para estudios de adhesión de células epiteliales y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD104/Integrina $\beta 4$
Observaciones/Alias	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3691
GeneID	3691
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 611-710AA del CD104/Integrina $\beta 4$ humano (NP_000204.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC,FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16144
Peso proteico	202kDa
Envío	Bolsa de hielo