

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd105/Endoglina Humana Para Fc - P17813

Número de artículo: CM0010997



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD105/Endoglina humana conjugado con , optimizado para citometría de flujo. Permite la detección fiable de la endoglina en estudios de angiogénesis y células endoteliales. Suministrado por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD105/Endoglina humana
Observaciones/Alias	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglina
Especie	Humana
GeneID	2022
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-337 de la CD105/Endoglina humana (NP_001108225.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P17813
Peso Molecular de la Proteína	67kDa/70kDa
Envío	Bolsa de hielo