

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd112/Nectina-2 Humana - Q92692

Número de artículo: CM0012031



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD112/Nectina-2 humana para citometría de flujo. Validado para muestras humanas, este anticuerpo permite investigar la señalización de células T, los puntos de control inmunitario y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD112/Nectina-2 humana
Observaciones/Sinónimos	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectina-2
Especie	Humana
GeneID (humano)	5819
GeneID	5819
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 32-158 de CD112/Nectina-2 humana (NP_001036189.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q92692
Peso molecular	51 kDa/57 kDa
Envío	Bolsa de hielo