

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd112/Nectina-2 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q92692

Número de artículo: CM0012243



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la CD112/Nectina-2 humana, validado para citometría de flujo. Reconoce un epítipo extracelular dentro de los aminoácidos 32-158. Adecuado para estudios de señalización de células T y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD112/Nectina-2 humano conjugado con
Observaciones/Alias	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectina-2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5819
ID del Gen	5819
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 32-158 de la CD112/Nectina-2 humana (NP_001036189.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92692
Peso Proteico	51kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo