

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd116 Humano Conjugado Con Para Fc - P15509

Número de artículo: CM0011788



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD116 humano (receptor alfa de GM-CSF). Validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de células hematopoyéticas y análisis de expresión de receptores. SWISS: P15509.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD116 humano
Observaciones/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Especie	Humano
ID del Gen	1438
Inmunógeno	Proteína recombinante del CD116 humano (NP_006131.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo