


Conejo Anti-Humano Cd116 Anticuerpo Monoclonal Para Fc - P15509

Número de artículo: CM0011170



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD116 humano, la subunidad alfa del receptor de GM-CSF. Validado para citometría de flujo para estudiar la proliferación, diferenciación y señalización de citoquinas de células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD116 mAb
Observaciones/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1438
GeneID	1438
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-320 del CD116 humano (NP_006131.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15509
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo