


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd117/C-Kit Humano Para Citometría De Flujo - P10721

Número de artículo: CM0004440



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD117/c-Kit humano validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el CD117/c-Kit humano (SWISS P10721), un receptor tirosina quinasa crucial para la hematopoyesis y el mantenimiento de células madre. Ideal para la investigación hematopoyética y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD117/c-Kit humano
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-520 del CD117/c-Kit humano (NP_000213.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo