

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd117/C-Kit Para Citometría De Flujo - P10721

Número de artículo: CM0012326



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD117/c-Kit humano, conjugado con para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular recombinante (aa 26-520). Reacciona con células humanas, ideal para la investigación de células madre hematopoyéticas y mastocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano CD117/c-Kit
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Especie	Humano
ID del Gen	3815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 26-520 del CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso Molecular de la Proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo