

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd119/Ifngr1 Humano Para Fc - P15260

Número de artículo: CM0008019



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD119/IFNGR1 humano para citometría de flujo (FC). Específico para el receptor 1 de interferón gamma humano, un regulador inmunitario clave. Adecuado para estudios de enfermedades antivirales, antitumorales e infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD119/IFNGR1 humano
Observaciones/Alias	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; receptor 1 de interferón gamma
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3459
ID de gen	3459
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-245 del CD119/IFNGR1 humano. (NP_000407.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15260
Peso de la proteína	21kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo