

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd119/Ifngr1 Para Citometría De Flujo (Fc) - P15260

Número de artículo: CM0010405



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD119/IFNGR1 humano. Diseñado para citometría de flujo (FC) y validado utilizando inmunógeno de proteína recombinante. Solo para uso de investigación, materia prima para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano CD119/IFNGR1
Observaciones/Alias	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; receptor de interferón gamma 1
Especie	Humano
ID de Gen	3459
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD119/IFNGR1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15260
Peso proteico	21kDa/54kDa
Envío	Bolsa de hielo