


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd11A Humano Para Fc - P20701

Número de artículo: CM0004945



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD11a humano conjugado con de alta calidad para citometría de flujo (FC). Reconoce la cadena alfa de LFA-1 (integrina alfa-L), un receptor clave de adhesión de leucocitos. Adecuado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD11a humano
Observaciones/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-340 del CD11a humano (NP_002200.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo