


Conejo Anti-Humano Cd11A Mab - P20701

Número de artículo: CM0004483



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Humano CD11a para citometría de flujo. Se dirige a la integrina alfa-L (LFA-1), un receptor de adhesión de leucocitos implicado en las interacciones de las células inmunitarias. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano CD11a mAb
Observaciones/Alíase	CD11A; LFA-1; LFA1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3683
GeneID	3683
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-340 del CD11a humano (NP_000200.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo