


Conejo Anti-Humano Cd120B/Tnfrsf1B Mab Para Fc - P20333

Número de artículo: CM0006095



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD120b/TNFRSF1B humano (TNF-R2/p75). Validado para citometría de flujo, adecuado para estudiar la señalización del TNF, la apoptosis y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD120b/TNFRSF1B mAb
Observaciones/Alias	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II
Especie	Humano
GeneID (humano)	7133
GeneID	7133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-257 del CD120b/TNFRSF1B humano (NP_001057.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20333
Peso Proteico	28kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo