

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd131 Humano Para Fc - P32927

Número de artículo: CM0011672



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD131 humano (CSF2RB/IL3RB/IL5RB), la subunidad beta común para los receptores de IL-3, IL-5 y GM-CSF. Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para investigación en hematopoyesis y señalización de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD131 humano
Observaciones/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1439
GeneID	1439
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-443 del CD131 humano (NP_000386.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32927
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo