

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd131 Para Citometría De Flujo - P32927

Número de artículo: CM0008007



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD131 humano (CSF2RB), validado para citometría de flujo. Se dirige a la subunidad beta común de los receptores de IL-3/IL-5/GM-CSF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD131
Observaciones/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1439
ID de gen	1439
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-443 del CD131 humano (NP_000386.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32927
Peso proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo