


Mab De Conejo Anti-Cd134/Ox40 Humano Para Fc - P43489

Número de artículo: CM0007860



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD134/OX40 (TNFRSF4) humano. Diseñado para citometría de flujo (FC) en investigación de activación de linfocitos T e inmunoterapia. Específico para CD134 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD134/OX40 humano
Abreviaturas / Alias	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7293
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-216 de CD134/OX40 humano (NP_003318.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43489
Peso molecular	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo