

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd138 Humano (Syndecan-1) Para Citometría De Flujo - P18827

Número de artículo: CM0009030



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD138/Syndecan-1 (SDC1) humano, validado para citometría de flujo. El inmunógeno recombinante (aa 23-251) garantiza una alta especificidad para la investigación de exosomas y biomarcadores del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD138 humano
Observaciones/alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Especie	Humano
GeneID (humano)	6382
GeneID	6382
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-251 de CD138 humano (NP_002988.4)
Origen	☐ Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso molecular	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo