

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd138/Syndecan-1 Humano Para Fc - P18827

Número de artículo: CM0011364



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD138 (Syndecan-1) humano para citometría de flujo. Específico para sindecano-1 humano, un proteoglicano transmembrana implicado en la biogénesis de exosomas y el desarrollo dental. Ideal para la investigación del cáncer y de exosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD138/Syndecan-1 humano
Observaciones/Alias	SDC; CD138; SYND1; sindecano
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6382
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-251 del CD138/Syndecan-1 humano (NP_002988.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo