

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd138/Sindecano-1 Humano Para Citometría De Flujo - P18827

Número de artículo: CM0009197



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD138 (sindecano-1) humano. Validado para citometría de flujo. Ideal para detectar la expresión de CD138 en células plasmáticas, realizar estudios de exosomas e investigar proteoglicanos de membrana. Presenta reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD138 humano
Observaciones/alias	SDC; CD138; SYND1; sindecano
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6382
ID del gen	6382
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-251 del CD138 humano (NP_002988.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo