

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd13/Anpep Humano Para Citometría De Flujo - P15144

Número de artículo: CM0005667



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD13/ANPEP humano conjugado con , validado para citometría de flujo. CD13/ANPEP es una aminopeptidasa implicada en la digestión de péptidos y un receptor para el HCoV-229E. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD13/ANPEP humano
Observaciones/Alíase	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Especie	Humano
GeneID (humano)	290
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-967 del CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo