

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd13/Anpep Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P15144

Número de artículo: CM0005755



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD13/ANPEP humano para citometría de flujo. Detecta la aminopeptidasa N de superficie celular en leucocitos y células tumorales. Reactividad humana, 110kDa. Fiable para inmunofenotipado.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de conejo anti-CD13/ANPEP humano                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (humano)     | 290                                                                                                                                     |
| GeneID              | 290                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-967 del CD13/ANPEP humano (NP_001141.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                  |
| SWISS               | P15144                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 110kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |