

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd13/Anpep Para Citometría De Flujo - P15144

Número de artículo: CM0004909



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano CD13/ANPEP para citometría de flujo, dirigido contra la aminopeptidasa N (CD13) de 110 kDa expresada en células humanas. Adecuado para investigación en angiogénesis, cáncer e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD13/ANPEP
Observaciones/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	290
ID de Gen	290
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo