


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd140B/Pdgfrβ Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P09619

Número de artículo: CM0009433



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con , validado para la detección de CD140b/PDGFRβ humano mediante citometría de flujo. Adecuado para estudiar el receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas en la proliferación celular, el desarrollo vascular y la investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano CD140b/PDGFRβ conjugado con
Observaciones/Sinónimos	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas
Especie	Humana
GeneID	5159
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-530 de CD140b/PDGFRB humano (NP_002600.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P09619
Peso de la proteína	37kDa/123kDa
Envío	Bolsas de hielo