


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd141/Trombomodulina Humana Para Fc - P07204

Número de artículo: CM0010665



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado dirigido a la CD141/Trombomodulina humana (SWISS P07204). Diseñado para la detección por citometría de flujo (FC) de la trombomodulina, un receptor endotelial que regula la coagulación, la fibrinólisis y la inflamación. Validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD141/Trombomodulina humana
Observaciones/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-515 de la CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo