


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd141/Trrombomodulina Humana Para Citometría De Flujo - P07204

Número de artículo: CM0008125



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD141/Trrombomodulina humana. Validado para citometría de flujo, adecuado para estudios de hemostasia, coagulación e inflamación en células endoteliales. Materia prima diagnóstica para uso exclusivo en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD141/Trrombomodulina humana
Observaciones/alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7056
ID del gen	7056
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-515 de la CD141/Trrombomodulina humana (NP_000352.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P07204
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo