


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd142 Humano Para Citometría De Flujo - P13726

Número de artículo: CM0012492



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD142/Factor tisular humano, validado para citometría de flujo (FC). Detecta una proteína de membrana de 33 kDa esencial para la coagulación. Ideal para la investigación de la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD142 humano
Observaciones/Alias	TF; TFA; CD142
Especie	Humano
ID del gen (humano)	2152
ID del gen	2152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-251 de CD142 humano (NP_001984.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13726
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo