


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd142 Humano Para Citometría De Flujo - P13726

Número de artículo: CM0009658



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD142 humano conjugado con para aplicaciones de citometría de flujo (FC). Ideal para la investigación del factor III de coagulación/factor tisular; conjugado para detección directa. Reactividad humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD142 humano
Observaciones/alias	TF; TFA; CD142
Especie	Humano
GeneID (humano)	2152
GeneID	2152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-251 del CD142 humano (NP_001984.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13726
Peso proteico	33 kDa
Envío	Bolsas de hielo