


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd142 Humano Para Citometría De Flujo - P13726

Número de artículo: CM0009108



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con contra CD142 humano (factor tisular/TF), validado para citometría de flujo. Reacciona con muestras humanas. Adecuado para la investigación de la coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD142 humano
Observaciones/alias	TF; TFA; CD142
Especie	Humana
GeneID	2152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-251 de CD142 humano (NP_001984.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P13726
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo