

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd142 (Factor Tisular/Ft) Humano Para Citometría De Flujo - P13726

Número de artículo: CM0008704



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD142 humano (Factor Tisular, FT), conjugado con , validado para citometría de flujo. Ideal para investigar la coagulación, la hemostasia y la expresión de FT en células humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-CD142 humano
Notas/Alias	TF; TFA; CD142
Especie	Humano
ID gen (Humano)	2152
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-251 del CD142 humano (NP_001984.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13726
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo