

Mab De Conejo Anti-Humano Cd144/Ve Cadherina Para Fc - P33151

Número de artículo: CM0006046

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-cadherina VE humana (CD144), clon 7B4, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudios de adhesión de células endoteliales, biología vascular e investigación de las uniones celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano CD144/VE Cadherina
Observaciones/Alias	7B4; CD144
Especie	Humana
GeneID (humano)	1003
GeneID	1003
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-593 de la CD144/VE Cadherina humana (NP_001786.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P33151
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo