

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd144/Ve Cadherina Humana Para Fc - P33151

Número de artículo: CM0007756

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD144/VE-cadherina humana para citometría de flujo. Validado en muestras humanas; adecuado para el estudio de la adhesión endotelial y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD144/VE Cadherina humana
Observaciones/alias	7B4; CD144
Especie	Humana
GeneID (humano)	1003
GeneID	1003
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-593 de la CD144/VE Cadherina humana (NP_001786.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P33151
Peso de la proteína	88 kDa
Envío	Bolsa de hielo