


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd146 Humano Para Fc - P43121

Número de artículo: CM0008643



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD146 humano para citometría de flujo (FC). Validado para el CD146/MUC18 humano. Adecuado para el estudio de adhesión celular, metástasis de melanoma y biología endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD146 humano
Observaciones/Alias	MCAM; CD146; MUC18; glicoproteína de superficie celular MUC18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4162
GeneID	4162
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-559 de CD146 humano (NP_006491.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso de la proteína	57kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo