


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd146 Humano Para Citometría De Flujo - P43121

Número de artículo: CM0012682



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD146 humano (MUC18/MCAM) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas; se dirige a una molécula de adhesión celular implicada en la metástasis del melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD146 humano
Observaciones/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-559 del CD146 humano (NP_006491.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso proteico	57kDa/72kDa
Envío	Bolsa de hielo