

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd150/Slam Humano Para Fc - Q13291

Número de artículo: CM0011948



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD150/SLAM humano, validado para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular de la molécula de activación linfocitaria de señalización; ideal para estudios inmunológicos de células T, células B e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD150/SLAM humano
Notas/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-237 de CD150/SLAM humano (NP_003028.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo