

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd150/Slam Para Fc - Q13291

Número de artículo: CM0008995



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD150/SLAM humano. Validado para aplicaciones de citometría de flujo. Adecuado para la caracterización de células inmunitarias y estudios de señalización de SLAMF1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-humano CD150/SLAM
Observaciones/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6504
GeneID	6504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-237 del CD150 humano (NP_003028.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo