

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd150/Slam Humano Para Citometría De Flujo - Q13291

Número de artículo: CM0010562



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado a , específico para CD150/SLAM humano (SLAMF1), validado para citometría de flujo. Dirigido a la molécula de activación de linfocitos señalizadora involucrada en la regulación de células inmunitarias y la interacción huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD150/SLAM humano
Observaciones/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6504
ID del gen	6504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-237 de CD150 humano (NP_003028.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo