


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd157/Bst-1 Humano Para Fc - Q10588

Número de artículo: CM0009617



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD157/BST-1 humano validado para citometría de flujo. Se dirige al CD157/BST-1 humano (SWISS Q10588), una ADP-ribosil ciclasa/hidrolasa de ADP-ribosa cíclica unida a GPI que participa en la señalización del calcio y el crecimiento de células pre-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD157/BST-1 humano
Observaciones/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	683
ID de gen	683
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-292 del CD157/BST-1 humano (NP_004325.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q10588
Peso proteico	36kDa/29kDa
Envío	Bolsa de hielo