


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd157/Bst-1 Humano Para Citometría De Flujo - Q10588

Número de artículo: CM0010958



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD157/BST-1 humano. Validado para citometría de flujo, reacciona con humano. Ideal para estudiar CD157/BST-1 en la señalización de calcio y el crecimiento de células pre-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD157/BST-1 humano
Observaciones/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Especie	Humano
GeneID (humano)	683
GeneID	683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-292 de CD157/BST-1 humano (NP_004325.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q10588
Peso proteico	36kDa/29kDa
Envío	Bolsa de hielo