

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd158 Humano (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Para Citometría De Flujo - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Número de artículo: CM0011072

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con , dirigido contra CD158 humano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas, este anticuerpo permite un análisis preciso de los receptores de las células NK en la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD158 humano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)
Observaciones/Sinónimos	NKAT9; CD158G CD158A NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Especie	Humana
GeneID (humano)	3810/3808/3806/3802/100132285
GeneID	3810/3808/3806/3802/100132285
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 de CD158 humano (NP_055327.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo