

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd158A/Kir2DL1 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P43626

Número de artículo: CM0004926



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD158a/KIR2DL1 humano, validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de receptores de células NK y perfilado inmunológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD158a/KIR2DL1 humano conjugado con
Observaciones/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3802
GeneID	3802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 del CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso Proteico	38kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo