

Conejo Anti-Humano Cd161 Anticuerpo Monoclonal Para Fc - Q12918

Número de artículo: CM0009473



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD161 humano (KLRB1, NKR-P1A). Validado para aplicaciones de citometría de flujo; adecuado para inmunofenotipado de células NK, subconjuntos de células T y ensayos funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD161 mAc
Observaciones/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3820
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-225 del CD161 humano (NP_002249.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo