

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd161 Humano Para Citometría De Flujo - Q12918

Número de artículo: CM0005577



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD161 humano (KLRB1, NKR-P1A). Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para la detección de células NK y linfocitos T de memoria en muestras de sangre periférica y tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD161 humano
Observaciones/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3820
ID del gen	3820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-225 de CD161 humano (NP_002249.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo